

附件

血液光量子照射治疗医疗服务项目价格调整目录

| 项目代码 | 项目名称 | 项目内涵 | 内涵一 次性卫 生耗材 | 除外内容 | 计价 单位 | 计价说明 | 指导价格（元） | | | 医保 支付 类别 |
|----------|-----------|--|----------------------|------|----------|------|---------|----|----|----------------|
| | | | | | | | 三级 | 二级 | 一级 | |
| KNC32701 | 血液光量子照射治疗 | 指用一次性采血袋采集自身静脉血液200毫升或用库血200毫升，超净台内将所采血液转移至紫外线专用袋中放入紫外线治疗仓内，无菌连接输氧管后，开启光量子仪，照射剂量2500毫焦/平方厘米，10分钟，夹住氧气和血液通路，从紫外线仓移至超净台，将照射过血液转移至原血袋，热合机封口，贴签标注，待输用。 | 采血袋， 紫外线照 射专用袋 | | 次 | | 50 | 43 | 37 | 乙类 |